

USO DO APARELHO GLICOSÍMETRO MEDISIGN GH83 - TESTE DE GLICEMIA CAPILAR

ANTES DO TESTE

1) Lave as mãos com **ÁGUA** e **SABÃO** e seque-as.



2) Você pode usar um **ALGODÃO** com **ÁLCOOL** para limpar os dedos. Importante **esperar o álcool secar** completamente para depois fazer a medição.

TESTE DE GLICEMIA CAPILAR

1) Pegue uma tira e insira no local indicado no aparelho. Você irá ouvir um efeito sonoro **"BEEP"**.



2) A tela irá acender e quando aparecer o **símbolo de gota de sangue** você pode iniciar o teste.



3) Segure a caneta lancetadora e posicione nas laterais do dedo.



4) Aperte o **botão de liberação da caneta lancetadora** e pressione o dedo levemente para auxiliar no fluxo sanguíneo.



5) Encoste a ponta da tira na gota de sangue. O aparelho vai apitar e começar a contagem em até 6 segundos. Se a quantidade de sangue não for suficiente, a tela mostrará a mensagem “Er 4”.



6) Após seis segundos você ouvirá um **"BEEP"** e o seu resultado do teste irá aparecer na tela. Anote o resultado do seu teste em seu diário de glicemia.

[illegible]

Caso prefira, você também pode acessar essas instruções em vídeo. Basta apontar a câmera para o QR Code:

